



EDV-Systemhaus Hardware
Service und Support
Sie erhalten von uns
komplette EDV-Lösungen

Alles aus einer Hand

RDV Dental Die richtige Dentalmanufaktur für Ihre MI



RDV SECONDLIFE Siemens MI

ab 10.900,00 € zzgl. MwSt.
Individuelle Ausstattung wie z.B. OP-LED Lampe,
Polsterfarbe oder Multimedia für Ihre MI optional möglich.
Alle Ersatzteile lieferbar.
Inzahlungnahme Ihrer Behandlungseinheit möglich.

Gebrauchtgeräte von RDV Dental - Qualität die überzeugt.

Qioptiq DocQDent

- höchste Bildqualität der Branche (> 1 Mio. Pixel)
- mobile Aufnahmen mit Multi-Touch-Unterstützung
- modernste Softwaretechnologie mit FOCUS Cam
2.950,00 €

Desinfizierbare Tastaturen Man&Machine

verschiedene Modelle auch als
Glastastatur erhältlich
u.a. mit und
ohne NUM-Block / Touchpad,
extrem flache Tasten,
sehr angenehme Haptik,
Farben: weiß und schwarz
ab 173,00 €



Instrumente

Handinstrumente, Scaler, Polisher
Instrumentenmanagement
für jeden Einsatzbereich
(z.B. PRZ, MKG, KFO, ect.)



Wer ist offizieller SONOS-Händler?
Wir natürlich!

Multimedia

SONOS Play 1

- Zwei speziell entwickelte Treiber mit jeweils eigenem Verstärker
- Trueplay Tuning liefert einen perfekt auf den Raum abgestimmten, authentischen Sound.
- Steuere all deine Musik und Streaming-Dienste mit einer einzigen App (auf deinem Smartphone, Tablet oder Computer).
- Nutzt dein WLAN. Kann einfach installiert und im Laufe der Zeit ebenso einfach erweitert werden.
189,00 €

Play 3 Wie Play 1, allerdings mit drei speziell entwickelte Treiber mit jeweils eigenem Verstärker

Play 5 Wie Play 1, allerdings mit sechs speziell entwickelte Treiber mit jeweils eigenem Verstärker
289,00 €



Connect AMP

- Für Nonstop-Hör Genuss im Freien einfach an deine fest installierten Outdoor-Speaker für Garten oder Pool anschließen.
- Ein leistungsstarker digitaler Verstärker der Klasse D versorgt große oder kleine Speaker mit 55 W pro Kanal.
- Steuere all deine Musik und Streaming-Dienste mit einer einzigen App (auf deinem Smartphone, Tablet oder Computer).
- Nutzt dein WLAN, kann einfach installiert und im Laufe der Zeit ebenso einfach erweitert werden.
329,00 €

Connect

- Füge Streaming-Musikquellen hinzu für ein professionelles System im gesamten Zuhause.
- Die analogen, optischen und koaxialen digitalen Audioausgänge wurden für herausragenden Musikgenuss entwickelt.
- Steuere all deine Musik und Streaming-Dienste mit einer einzigen App (auf deinem Smartphone, Tablet oder Computer).
- Nutzt dein WLAN, kann einfach installiert und im Laufe der Zeit ebenso einfach erweitert werden.
479,00 €

Standort Bayern
Fürstenrieder Str. 279
81377 München
Telefon: +49 89 5420001
Telefax: +49 89 5420002

Standort NRW
Donautsstraße 157 b
50259 Pulheim / Köln
Tel.: +49 2234 406497
Fax: +49 2234 406498

www.baumgartner-rath.de
info@baumgartner-rath.de



BAUMGARTNER & RATH
GmbH

jetzt Kontakt scannen




EDV-Netzwerke / Praxisvernetzungen
Fernverbindungen jeglicher Art (verschlüsselt)
Vernetzung verschiedener Praxisstandorte

24/7 Rund-um-Service
Datenkonvertierung
Telefonanlagen
Verkauf und Reparatur Behandlungseinheiten

DVT-Fachkurse
Abnahmeprüfungen
Leasing / Finanzierung / Miete
Marketingkonzepte für die Praxis

Konzeption und Durchführung
von Praxisfortbildungen (auch 2D und 3D)



White Lion Technologies AG Komplettlösung zur Integration aller Hersteller

von OPG / DVT / Sensoren /
Speicherfolienscanner / Intraoralkamera ect.,
allerhöchste Bildqualität, umfangreiche Zusatzprogramme,


FOCUS 2D Camera	799,00 €
FOCUS 3D Starter	2.499,00 €
FOCUS 3D Comfort	4.899,00 €
FOCUS Kapex BWG	490,00 €
FOCUS Cloud Speicher 2D	39,00 € / Monat
FOCUS Cloud Speicher 3D	79,00 € / Monat
FOCUS Studenten Komplettversion	99,00 €
FOCUS Kapex 2D / 3D	490,00 €



NewTom VGI Evo

- FOV: 5 x 5 bis 24 x 19 cm
- HF-Generator; Röntgenröhre mit rotierender Anode
- Belichtungskontrolle SafeBeam™-Technik zur Reduzierung der Strahlung je nach Größe des Patienten
- Sensor Flat-Panel aus amorphem Silizium
- 5 Jahre Garantie (erweiterbar auf 10 Jahre)

139.500,00 €



NewTom VGI Evo



NewTom 5G XL

Wünschen Sie ein 2D- oder ein 3D-Gerät?

Leasing möglich*



3D Premium Qualität



NewTom GO

Yoshida XeraSmart



NewTom Giano

NewTom GO 2D NewTom GO 3D - FOV: 10 x 10 cm

- Quick-Installation
- Steuerung über Bedienelemente (echter Tastendruck) oder App (touch) möglich
- einfache und präzise Patientenpositionierung
- selbst anpassende Panoramaaufnahmen
- Multi-Pan-Modus - Mehrbildauswahl
- Auswahl aus 18 Programmen

2D - 18.490,00 €
3D - 39.900,00 €

NewTom GIANO

- HF-Generator; Röntgenröhre und feste Anode
- CCD Sensorauflösung (lp/mm): 10,4
- Bildauflösung (lp/mm): <5
- Ceph Aufrüstung möglich

2D 22.900,00 €
3D - 115 S (11x5) 44.900,00 €
3D - 118 S (11x8) 54.900,00 €
3D - 118 SVIP (11x13) 59.900,00 €

Yoshida XeraSmart 2D Yoshida XeraSmart 3D

- FOV 6 x 8 cm (bei 3D)
- exzellente Bildqualität (bis zu 5 Linienpaaren)
- modernste Röntgeneinheit
- extrem kleines Gerät
- Ceph Aufrüstung möglich

2D - 21.900,00 €
3D - 44.500,00 €



Acteon X-Mind Unity

- flacher Röntgenkopf kombiniert mit bewährter Technologie
 - kleinster Focus Spot, konstante Spannung
 - Arm mit Anti-Vibrations-Mechanik
- 3.990,00 €



Acteon X-Mind DC

intraorales Röntgengerät von 60-70 kV mit Hochfrequenzgenerator inkl. Rechtecktubus (F 03 146)
Ausladung: 143/184/212 cm
Belichtungszeit von 0,02 bis 3,2 Sek.
2.990,00 €

Röntgenstrahler



Acteon

Sopic 2 Inside Sensor Gr. 1 Sopro High-Tech Sensor mit 2,21 Mio. Pixel CMOS + CSL-Faseroptik,
5.499,00 €

Sopic 2 Inside Sensor Gr. 2 theoretischer Auflösung von 25 Linienpaaren und exklusiver ACE-Technologie
6.590,00 €

Röntgensensoren

Dexis

- Hochleistungs-CMOS-Technologie, besonders große aktive Bildfläche,
 - ultragroße Darstellung (bis zu 1.692 x 1.324 Bildpunkte), weltweit erster PerfectSize™-Sensor, keine externe Speicherbox, kein externes Netzteil
- 6.490,00 €



Acteon PSPIX2

- Auslesen der Folien in 4,3 Sekunden,
 - Lieferung inkl. intraoraler Folien + Bisschutz- und Hygieneschutzhüllen,
 - Speicherfolien-Vorratsbehälter, etc.
- 5.199,00 €

Speicherfolienscanner



3DISC FireCR Dental Reader

- LCD Color-Touch Screen Panel
 - Auflösung: 16-bits pro Pixel, 65.000 Grauwerte; 14,3 LP/mm
 - Foliengröße 0-4c
 - USB 2.0 und Netzwerkanschluß
 - Lesezeit: 4,1 - 7,2 Sekunden
- 4.990,00 €

Für Käufer eines 3D-Gerätes
GESCHENKT!

Teil 1 : 1. April 2017
9:00 Uhr - 18:00 Uhr

Teil 2 : 5. Juli 2017
14:00 Uhr - 18:00 Uhr

DVT-Fachkudkurs



Datenkonvertierungen
EDV-Netzwerke (Computer, IT, Peripherie)
Durchführung sämtlicher Abnahmeprüfungen
Verkauf & Installation 2D + 3D Röntgengeräte

Die Kosten für 1 1/2 Tage betragen € 990,- zzgl. MwSt. Verpflegung inklusive.
Maximal 20 Teilnehmer.
+ 17 Fortbildungskurse

BAUMGARTNER & RATH
Fürstenrieder Str. 279 Tel. (089) 542 00 01
81377 München Fax (089) 542 00 02
www.baumgartner-rath.de rath@baumgartner-rath.de



NewTom 5G XL - FOV: bis 21 x 19 cm

- HF-Generator; Röntgenröhre mit rotierender Anode
- Belichtungskontrolle SafeBeam™-Technik zur Reduzierung der Strahlung je nach Größe des Patienten
- Sensor Flat-Panel aus amorphem Silizium
- 5 Jahre Garantie (erweiterbar auf 10 Jahre)

159.500,00 €